



tria®

**AGE-DEFYING
EYE WRINKLE CORRECTING LASER**

Quick Start Guide

GET TO KNOW YOUR AGE-DEFYING EYE WRINKLE CORRECTING LASER

Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser



IMPORTANT DEVICE INDICATORS

WHEN THE INDICATOR LIGHT IS . . .	IT MEANS . . .
Green	Steady green: Device is ready to use.
	Slowly flashing green: Device needs charging.
	Rapidly flashing green: Device is charging.
Purple (with vibration)	Device is gliding on skin and emitting laser treatment light.
Blue	Device is locked and must be unlocked for use.
No Light	Treatment is complete. Device has turned off.
Red	Device has an internal error. See troubleshooting guide.

NOTE: You must unplug the device to perform a treatment.

Tria Beauty, Inc.
4160 Dublin Blvd., Suite 200
Dublin, CA 94568 USA

CUSTOMER CARE
877-321-8742
customer care@triabeauty.com
triabeauty.com

tria.

Please refer to the *Instructions for Use* booklet for complete information about the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser, including warnings and indications for use.

©2015 Tria Beauty, Inc. All rights reserved. Tria, Tria Beauty and the Tria logo are registered trademarks of Tria Beauty, Inc. Patents pending

14509D

BEFORE FIRST TREATMENT

For detailed directions and important safety warnings, please read the complete *Instructions for Use*.

HOW TO TREAT

Start by cleansing and drying the eye contour area. After treatment, apply a nourishing eye cream.

For best results, use the Tria Priming Cleanser and Nourishing Eye Renewal Cream, which are expertly formulated to complement your nightly laser treatments.


1 TURN ON DEVICE

Press and release the power button. The indicator light will turn green to indicate that the device is ready to use.



2 START YOUR TREATMENT


- Identify the treatment area around your eye as shown.




CHARGE: Charge the Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser until the battery light turns steady green, indicating the device is fully charged (up to 2 hrs). Your device may arrive fully charged and not require additional charging before first use.


START YOUR TREATMENT (CONT.)

- Cover the entire area by placing the laser tip flat against the skin and slowly gliding in small, circular motions. The indicator light glows purple and the device vibrates to indicate you are maintaining good skin contact and treating correctly.
- Treatment will complete after about 1 minute. The indicator light will turn off, the device will vibrate on and off several times, and automatically turn off.
- Repeat on your other eye area.
- Treat 7 days a week for 8 weeks.

 **DO NOT** treat each eye area more than once per day (once every 24 hours). Doing this could result in increased risk of skin irritation.

Circular, Gliding Motion



 **DO NOT** use to treat your eye or eyelids or aim the device directly into your eyes. Doing this could cause serious eye injury such as a permanent or temporary decrease in vision or permanent blindness. Treat around the eyes only where you can feel bone beneath the skin.

HELPFUL TIPS FOR BEST RESULTS

CLEAN BEFORE USE

Your device is most effective when clean. Ensure optimal results by wiping the laser treatment tip with a dry cotton swab or microfiber cloth prior to each use.

SOOTHE AFTER TREATMENT AND KEEP SKIN HYDRATED

Apply a post-treatment eye cream to help soothe and nourish skin after treatment and apply a moisturizer as needed to keep skin well hydrated.

PRACTICE IN A MIRROR

Perfect your technique by using your device in front of a mirror. The indicator light will glow purple when you are making good skin contact and treating correctly.

TREAT AT NIGHT

Treat in the evening before bedtime to allow skin renewal to begin and side effects to diminish overnight.

PROTECT YOUR SKIN

Protect your skin by applying a broad spectrum sunscreen of at least SPF 30 every morning. Daily sun protection will protect healthy skin created by your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser to maintain results longer and help prevent new photodamage.

GIVE YOUR ANTI-AGING RESULTS A LIFT

Enhance your Age-Defying Eye Wrinkle Correcting Laser experience with our cleanser and eye cream, expertly formulated for laser-treated skin.

PRIMING CLEANSER

Prep your skin for treatment. This gentle cleanser, formulated with Willow Bark to promote exfoliation and Birch Tree Sugars to help hydrate skin, ensures skin is perfectly prepped for laser treatment by removing any makeup, sunscreen and other impurities that can block the laser light.

NOURISHING EYE RENEWAL CREAM

Follow your laser treatment with our eye cream to help soothe and hydrate laser-treated skin while reducing puffiness. Specially formulated with Hyaluronic Acid and Ginger Extract to help hydrate, reduce redness and soothe skin. The metal applicator helps calm and cool skin after laser treatment.

For more information on Tria's anti-aging skincare products, visit [triabeauty.com](https://www.triabeauty.com).

A close-up, soft-focus portrait of a woman with blonde hair pulled back, looking slightly to the left. The background is bright and out of focus. The Tria logo is centered over her face.


tria®

**LASER DÉFIANT LE TEMPS
CONTOUR DES YEUX**

Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU LASER DÉFIANT LE TEMPS CONTOUR DES YEUX

Laser déifiant le temps Contour des yeux



VOYANTS D'APPAREIL IMPORTANTS

LORSQUE LE VOYANT LUMINEUX EST...	CELA SIGNIFIE...
Vert	Vert continu : L'appareil est prêt à l'emploi.
	Vert clignotant lentement : L'appareil a besoin d'être chargé.
	Vert clignotant rapidement : L'appareil est en cours de charge.
Violet (avec vibration)	L'appareil glisse sur la peau et émet une lumière de traitement au laser.
Bleu	L'appareil est verrouillé et doit être déverrouillé pour être utilisé.
Pas de lumière	Le traitement est terminé. L'appareil s'est éteint.
Rouge	Erreur interne de l'appareil. Voir le guide de diagnostic de panne.

REMARQUE : Il faut débrancher l'appareil pour effectuer un traitement.

Tria Beauty, Inc.
4160 Dublin Blvd., Suite 200
Dublin, CA 94568 USA

SERVICE À LA CLIENTÈLE
877-321-8742
customercare@triabeauty.com
triabeauty.com

tria.

Veillez-vous reporter au guide *Instructions d'utilisation* pour obtenir des informations complètes sur le Laser déifiant le temps Contour des yeux de Tria, dont les mises en garde et le mode d'emploi.

©2015 Tria Beauty, Inc. Tous droits réservés. Tria, Tria Beauty et le logo Tria sont des marques de commerce déposées de Tria Beauty, Inc. Brevets en instance.

14509D

AVANT LE PREMIER TRAITEMENT

Pour obtenir des directives détaillées et des mises en garde sur la sécurité, veuillez lire au complet le manuel *Instructions d'utilisation*.

PROCESSUS DE TRAITEMENT

Commencez par nettoyer et sécher le contour des yeux. Après le traitement, appliquez une crème nourrissante pour les yeux. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utilisez le Nettoyant activateur et la Crème nourrissante Contour des yeux de Tria qui sont brillamment formulés pour compléter vos traitements laser de nuit.


1 ALLUMER L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le.
Le voyant lumineux passera au vert indiquant que le Laser défiant le temps Contour des yeux est prêt à l'emploi.



2 COMMENCER LE TRAITEMENT

- Identifiez la zone de traitement des yeux comme indiqué.



CHARGEMENT: Chargez le Laser déifiant le temps Contour des yeux jusqu'à ce que le voyant de la pile passe au vert continu, indiquant que l'appareil est complètement chargé (maximum de 2 heures). Votre appareil peut vous être livré complètement chargé et ne pas nécessiter de charge additionnelle avant la première utilisation.

COMMENCER LE TRAITEMENT (CONT.)

- Couvrez toute la surface en plaçant la pointe du laser à plat sur la peau et en la déplaçant lentement par de petits mouvements circulaires. Le voyant lumineux sera violet et l'appareil vibrera pour indiquer que vous maintenez un bon contact avec la peau et que vous traitez correctement.
- Le traitement sera terminé au bout de 1 minute. Le voyant lumineux s'éteindra, l'appareil vibrera et s'arrêtera à plusieurs reprises et le Laser déifiant le temps Contour des yeux de Tria s'éteindra automatiquement.
- Répétez pour l'autre œil.
- Traiter 7 jours par semaine pendant 8 semaines.

⚠ NE PAS TRAITER chaque zone plus d'une fois par jour (une fois toutes les 24 heures). Cela pourrait augmenter le risque d'irritation de la peau.

Déplacement Régulier et Circulaire



⚠ NE PAS UTILISER l'appareil pour traiter les yeux ou les paupières, ou pointer l'appareil directement sur l'œil. Cela pourrait entraîner de graves blessures à l'œil, comme une baisse temporaire ou permanente de la vue ou une cécité irréversible. Traitez uniquement le contour des yeux sur les régions où vous pouvez sentir l'os sous la peau.

CONSEILS UTILES POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

NETTOYER AVANT UTILISATION

Votre appareil est plus efficace lorsqu'il est propre. Obtenez des résultats optimaux en essuyant le bout de l'appareil pour traitement au laser à l'aide d'un coton-tige sec ou d'un chiffon avant chaque utilisation.

APAISEZ APRÈS LE TRAITEMENT ET GARDEZ LA PEAU HYDRATÉE

Appliquez une crème pour les yeux après le traitement pour apaiser et nourrir la peau et appliquez une lotion/ crème hydratante selon les besoins pour garder la peau bien hydratée.

PRATIQUEZ DEVANT UN MIROIR

Perfectionnez votre technique en utilisant l'appareil devant un miroir. Le voyant lumineux émettra une lumière violette pour vous confirmer que vous êtes parfaitement en contact avec la peau et que le traitement se déroule correctement.

TRAITEZ LE SOIR

Traiter le soir juste avant d'aller au lit permet à la peau de se régénérer pendant la nuit et aux effets indésirables de diminuer.

PROTECTION DE LA PEAU

Protégez votre peau en appliquant un écran solaire à large spectre d'au moins FPS 30 tous les matins. Une protection solaire quotidienne protégera la peau saine créée par votre Laser défiant le temps Contour des yeux pour maintenir les résultats plus longtemps et permettre de prévenir de nouvelles altérations de la peau causées par la lumière.

RENFORCEZ VOS RÉSULTATS ANTI-ÂGE

Rehaussez l'expérience du Laser déifiant le temps Contour des yeux avec notre nettoyant et notre crème pour les yeux, brillamment formulés pour une peau traitée au laser.

NETTOYANT ACTIVATEUR

Préparez votre peau pour le traitement au Laser déifiant le temps Contour des yeux. Ce nettoyant doux, formulé avec de l'écorce de saule pour favoriser l'exfoliation et des sucres de bouleau pour permettre d'hydrater la peau, garantit que la peau est parfaitement préparée pour le traitement au laser en éliminant tout maquillage, écran solaire et toute autre impureté pouvant bloquer la lumière laser.

CRÈME RÉGÉNÉRATRICE NOURRISSANTE POUR LES YEUX

Après le traitement au laser, appliquez notre crème pour aider à apaiser et d'hydrater la peau traitée au laser tout en atténuant tout gonflement. Sa formule spéciale à l'acide hyaluronique à l'extrait de gingembre permet d'hydrater, atténuer les rougeurs et assouplir la peau. L'applicateur en métal permet de calmer et de rafraîchir la peau après le traitement au laser.

Pour de plus amples informations sur les produits anti-âge pour la peau de Tria, consultez le site tribeauty.com.